

12:33

6. 8.19





نظام قياس سكر الدم CONTOUR®CARE



ملف التدريب المختصر



باستخدام CONTOUR®CARE قم بقياس مستوى السكر في 5 خطوات سهلة. 1



اغسل يديك وجففهما جيدًا.



ركب المستشعر وسيتم تشغيل جهاز القياس.



احصل على قطرة دم باستخدام جهاز الوخز.



عملي: إذا كانت عينة الدم الأولى قليلة للغاية، فسيظهر عد تنازلي على الشاشة ويمكنك وضع المزيد من الدم على نفس المستشعر في خلال 30 ثانية.



اقرأ النتيجة مع ملاحظة عرض النطاق المستهدف.



نظام قياس سكر الدم CONTOUR®CARE جاهز للقياس الفوري.*1

باستخدام ™smartCOLOUR قم بتصنیف القيمة بمجرد النظر



يعطيك نطاق قيم الأرقام المستهدفة MartCOLOUR™ ثلاثي الألوان الموجود بجهاز القياس توضيحًا مباشرًا لقيمة القياس. بحيث يمكنك تصنيف القيمة على الفور والتصرف وفقًا لذلك. *



السهم على الأصفر: نتيجة القياس أعلى من النطاق المستهدف



نتيجة القياس أقل من النطاق المستهدف



يمكن أن يعتمد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى على عرض النطاق المستهدف الملون، للوصول إلى القيم المستهدفة لهيمو جلوبين A_{1c}.²

السهم على الأخضر:

نتيجة القياس ضمن

النطاق المستهدف

^{*}يمكن ضبط النطاقات المستهدفة بشكل شخصي على جهاز القياس. يرجى مناقشة طبيبك المعالج حول النطاقات المستهدفة الشخصية الخاصة بك.

اربط CONTOUR®CARE بسرعة وبسهولة بتطبيق CONTOUR®DIABETES App.

افتح تطبيق Einstellungen" (الإعدادات) نقطة القائمة من "Einstellungen" (الإعدادات) نقطة القائمة "Meine Geräte" (جهازي). انقر أعلى الجهة اليمنى على رمز "+" وقم بسهولة باتباع الإرشادات التالية في التطبيق. وتأكد أن Bluetooth (﴿*) قيد التشغيل.



ستجد هنا رمز المرور

ستجد هنا الرقم التسلسلي



يتعرف تطبيق CONTOUR®DIABETES App آليًا على أي تغيير في المنطقة الزمنية ويميز قيم القياس المطابقة بر مز طائرة.



عملي: يمكن استخدام تطبيق CONTOUR®DIABETES باكثر من 25 لغة*. اختر من "Einstellungen" (الإعدادات) نقطة القائمة "Sprache und Standort" (اللغة والموقع) وقم بإعداد اللغة التي تريد.



نحن نهتم بجميع استفساراتك

يسهل عليك تطبيق CONTOUR®DIABETES App التعامل اليومي مع مرض السكري. يعد الاستخدام سهلًا ومنطقيًا.

ومع ذلك إذا كان لديك أي استفسار أو إذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن Ascensia Diabetes Service يسعدها أن تعتنى بك وتقدم لك الاستشارة باللغتين الألمانية والإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك تتوفر على موقعنا الإلكتروني فيديوهات مفيدة عن تطبيق www.diabetes.ascensia.de/videos :CONTOUR®DIABETES App



ويمكنك الاطمئنان تمامًا إلى أن بياناتك آمنة. يلتزم تطبيق CONTOUR®DIABETES App بمتطلبات حماية البيانات الألمانية.



:Ascensia Diabetes Service (مجانًا) 0800 / 50 88 822 info@ascensia.de www.diabetes.ascensia.de



1 CONTOUR®CARE BGMS User Guide, October 2018. 2 Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018;12:1211-1219.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Smartcolour and Second-Chance are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. All other trademarks are properties of their respective owners and are used solely for informative purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied