



Studie zeigt: Sehr hohe Messgenauigkeit des Contour® Next One Blutzuckermesssystems



Quelle: Pleus S, et al. Post-market surveillance of 18 blood glucose monitoring systems' accuracy based on ISO 15197:2013. Presented at the 79th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA) / 11 June 2019 in San Francisco, USA. Andere Studien können zu anderen Ergebnissen kommen.

Messgenauigkeit des Contour Next One BZMS



Qualitätsanforderungen der aktuellen DIN EN ISO 15197:2013
Bei einem Blutzuckerspiegel von ≥ 100 mg/dl müssen 95 % der Messergebnisse im Toleranzbereich von ± 15 % und bei einem Blutzuckerspiegel von ≤ 100 mg/dl ± 15 mg/dl im Vergleich zur Laborreferenzmethode liegen.

Qualität des Contour® Next One BZMS

- ✓ Anspruch der ISO-Norm zu 100 % erfüllt: Alle Messergebnisse liegen im Toleranzbereich von ± 15 % bzw. ± 15 mg/dL.
- ✓ Übertrifft die Messgenauigkeitskriterien: 99,5 % der Messergebnisse liegen im noch engeren Toleranzbereich von ± 10 % bzw. ± 10 mg/dL.

Quelle: Pleus S, et al. Post-market surveillance of 18 blood glucose monitoring systems' accuracy based on ISO 15197:2013. Presented at the 79th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA) / 11 June 2019 in San Francisco, USA. Andere Studien können zu anderen Ergebnissen kommen.

Eine aktuelle Vergleichsstudie bestätigt:
Das Contour® Next One BZMS zeigt erneut eine sehr hohe Messgenauigkeit. Es erfüllt die Messgenauigkeitskriterien der DIN EN ISO 15197:2013 zu 100 %, wobei 99,5 % der Messergebnisse sogar in einem engeren Toleranzbereich von ± 10 % bzw. ± 10 mg/dl (GOD-Vergleich) liegen.

Foto:

Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme). Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.



Das Contour Next One® BZMS liegt gut in der Hand, ist einfach zu bedienen und liefert hochpräzise Messergebnisse.

Foto:

Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme). Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.

	Dank nützlicher Zusatzfunktionen wie dem smartLIGHT® Farbsignal ist das Contour® Next One BZMS mehr als nur ein Messgerät: Aktuelle Messwerte können so direkt richtig eingeordnet und die entsprechenden Schritte eingeleitet werden. Foto: Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme). Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.
---	--

Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.

Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.

Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.

Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.

Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte

Alle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/50 88 822, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail an info@ascensia.de gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.

Ihre Ansprechpartnerin:

Nadine Dengel, PR & Communications Manager

Tel. +49 214 322 94549

E-Mail: nadine.dengel@ascensia.com