



Ab sofort sind die Contour® Next Sensoren zusätzlich in einer neuen Verpackungseinheit verfügbar: Eine wiederverschließbare Kartonage enthält 25 einzelnverpackte Blutzuckerteststreifen - gewohnt messgenau, besonders hygienisch, platzsparend und praktisch für unterwegs.

Foto:
Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme).
Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.



Luftdicht eingeschweißt sind die einzelnverpackten Contour® Next Sensoren vor Umwelteinflüssen wie Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit optimal geschützt.

Foto:
Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme).
Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.



Ob im Alltag oder in der Freizeit - die einzelverpackten Contour® Next Sensoren lassen sich einfach überall mit hinnehmen.

Foto:
Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme).
Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.



Die einzelverpackten Sensoren müssen nicht mit den Händen berührt werden - einfach an der Perforation abtrennen, die Folie auseinanderziehen und den Teststreifen mithilfe der geöffneten Folienverpackung in das Messgerät stecken. Nach der Messung lässt sich der Streifen mittels der Folie wieder aus dem Messgerät ziehen und kann so hygienisch entsorgt werden.

Foto:
Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme).
Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.



Egal ob einzelverpackt oder lose in der großen Vorratsdose - die Contour® Next Sensoren können weltweit mit allen BZMG der Contour Next Generation verwendet werden.

Foto:
Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme).
Der Abdruck ist honorarfrei, ein Belegexemplar wird erbeten.

Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.

Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.

Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.

Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.

Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte

Alle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/50 88 822, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail an info@ascensia.de gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.

Ihre Ansprechpartnerin:

Nadine Dengel, PR & Communications Manager

Tel. +49 214 322 94549

E-Mail: nadine.dengel@ascensia.com