

Aufgrund eines Lieferantenwechsels erhalten Sie mit der Lieferung zukünftiger Kits zum Eversense XL CGM System ein neues, verändertes Procedure Kit („Sensor insertion and removal kit“).

Bitte beachten Sie bei der Verwendung folgende Hinweise:

- Das sterile, blaue Tuch ist die sterile Tischunterlage
- Eines der zwei enthaltenen Lochtücher ist separat verpackt
- Die Desinfektionsmittel-Swipes „Bactiseptic Orange Wipes“ sind in Deutschland zur Hautdesinfektion nicht zugelassen; bitte verwenden Sie Desinfektionsmittel gemäß Ihres Hygieneplans

Objekt	Information / Änderung
Angabe Verfallsdatum	Aufkleber können abgezogen und in die Patientenakte eingeklebt werden. Enthält genaue Beschreibung der Bestandteile des Kits sowie aller relevanter Daten sowie das Verfallsdatum
Informationen und Anweisungen	Inhaltsangabe; Dokument zur Anwendung der Kochsalzlösung
Kochsalzlösung	Ampulle mit Kochsalzlösung (in englischer Sprache)
Chirurgischer Marker	Nicht separat verpackt
Lineal	Nicht separat verpackt
Lochtuch	Ein Lochtuch im sterilen Päckchen sowie ein Lochtuch separat verpackt
Klemme	Klemme ist separat verpackt & Bestandteil des sterilen Päckchens
Alkoholtupfer	Gefärbte Desinfektionstupfer (ACHTUNG: in Deutschland nicht zugelassen)
Skalpell	Skalpelle mit Kappe sind Bestandteil des sterilen Päckchens
Spritzen	2 Luerlock-Spritzen sind Bestandteil des sterilen Päckchens
Kanülen	4 Luerlock-Kanülen; 2 zum Aufziehen des Lokalanästhetikums und 2 zur Injektion